

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd98 Umano () Per Citometria A Flusso - P08195

Numero articolo: CM0009329



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD98 umano coniugato ad , validato per la citometria a flusso. Riconosce la catena pesante SLC3A2, coinvolta nel trasporto degli amminoacidi, nella segnalazione delle integrine e nell'ingresso virale. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD98 umano
Note/alias	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
Specie	Umano
ID gene (umano)	6520
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 206-630 del CD98 umano (NP_002385.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P08195
Peso della proteina	57kDa/61kDa/67kDa/68kDa/71kDa
Spedizione	Borsa refrigerante