


## Anticorpo Monoclonale Anti-Cd99 Umano () Per If/Icc, Fc - P14209

Numero articolo: CM0008577



### introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-CD99 umano coniugato ad . Adatto per immunofluorescenza e citometria a flusso. Validato per campioni umani. Ideale per la ricerca sull'adesione delle cellule T e sull'extravasazione dei leucociti. SWISS: P14209.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | Coniglio anti-CD99 umano mAb                                                                                                             |
| Note/Alias          | MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X                                                                                                         |
| Specie              | Umano                                                                                                                                    |
| GeneID (Umano)      | 4267                                                                                                                                     |
| GeneID              | 4267                                                                                                                                     |
| Immunogeno          | Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 24-123 del CD99 umano (NP_002405.1). |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                                 |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                                    |
| Applicazione        | IF/ICC, FC                                                                                                                               |
| Reattività crociata | Umano                                                                                                                                    |
| SWISS               | P14209                                                                                                                                   |
| Peso proteico       | 19kDa                                                                                                                                    |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                       |