

Anticorpo Monoclonale Anti-Cdcp1 Umano Di Coniglio Per Citometria A Flusso - Q9H5V8

Numero articolo: CM0011370

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con diretto contro CDCP1 umano (CD318, TRASK, SIMA135), validato per la citometria a flusso. Utilizzato nello studio dell'adesione cellulare, delle metastasi tumorali e delle cellule staminali leucemiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CDCP1 umano
Note/alias	CD318; TRASK; SIMA135
Specie	Umano
GeneID	64866
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-666 di CDCP1 umano (NP_073753.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9H5V8
Peso della proteina	37kDa/72kDa/92kDa
Spedizione	Borsa refrigerante