

Anticorpo Monoclonale Anti-Umano Ceacam6 (Coniugato) Per Citometria A Flusso - P40199

Numero articolo: CM0004046



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si targeting umano CEACAM6 (CD66c). Validato per la citometria a flusso. Ideale per studi di biologia tumorale, adesione dei neutrofili e migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CEACAM6 mAb
Osservazioni/Alias	NCA; CEAL; CD66c
Specie	Umano
GeneID	4680
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 35-320 di CEACAM6 umano (NP_002474.4)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P40199
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio