

Anticorpo Monoclonale Anti-Umano Clec12A/Cd371 (Abflo 488) Per Citometria A Flusso - Q5Qgz9-2

Numero articolo: CM0004203

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con ABflo 488 contro la CLEC12A/CD371 umana (CLL-1, M1CL). Progettato per la citometria a flusso, mirato all'isoforma 2 (aa 65-265). Reattività crociata con l'uomo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CLEC12A/CD371 umano
Note/Alias	CLL1; M1CL; CD371; CLL-1; DCAL-2
Specie	Umana
GeneID (Umano)	160364
GeneID	160364
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 65-265 della CLEC12A/CD371 umana (NP_612210.4)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q5QGZ9-2
Peso proteico	8kDa/24kDa/27kDa/30kDa/32kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio