

Anticorpo Monoclonale Anti-Cheratina 18 Umana Per Citometria A Flusso Intracellulare - P05783

Numero articolo: CM0004157

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato diretto contro la cheratina 18 umana (K18/CK-18/CYK18) per citometria a flusso intracellulare. Rileva la K18 umana (48 kDa) nelle cellule epiteliali; adatto per la ricerca sul cancro e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale Rabbit anti-Cheratina 18 Umana
Note/Alias	K18; CK-18; CYK18
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	3875
ID Gene	3875
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 241-430 della Cheratina 18 umana (NP_000215.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P05783
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Sacca refrigerante