


Anticorpo Monoclonale Abflo 594 Anti-Cheratina 19 Umana (Krt19) Per Citometria A Flusso Intracellulare - P08727

Numero articolo: CM0008954



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ad ABflo 594, diretto contro la Cheratina 19 umana (CK-19, KRT19). Progettato per citometria a flusso intracellulare, reagisce con campioni umani. Rileva la CK-19 ai costameri e ai filamenti intermedi. Peso proteico 44kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Cheratina 19 umana (KRT19)
Note/Alias	K19; CK19; K1CS
Specie	Umana
Gene ID (Umano)	3880
Gene ID	3880
Immunogeno	Peptide Sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 301-400 della Cheratina 19 umana (NP_002267.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P08727
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio