


Anticorpo Monoclonale Anti-Umano Dc-Signr/Cd299 Per Citometria A Flusso - Q9H2X3

Numero articolo: CM0010371



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ad mirante al DC-SIGNR/CD299 (CLEC4M) umano, validato per la citometria a flusso. Ideale per lo studio della sorveglianza immunitaria, dell'ingresso virale e delle interazioni recettoriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-Human DC-SIGNR/CD299 mAb
Note/Alias	CD299; LSIGN; CD209L; L-SIGN; DCSIGNR; HP10347; DC-SIGN2; DC-SIGNR
Specie	Umano
GeneID	10332
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 71-399 del DC-SIGNR/CD299 umano (NP_055072.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9H2X3
Peso Proteico	24kDa-45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio