

Anticorpo Monoclonale Anti-DLL4 Umano () Per Fc - Q9Nr61

Numero articolo: CM0004043



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-DLL4 umano coniugato con per citometria a flusso. Bersaglia il ligando Notch DLL4, coinvolto nell'angiogenesi e nella neurogenesi. Convalidato per campioni umani. Ideale per la ricerca IVD e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-DLL4 umano
Note/Alias	AOS6; delta4; hdelta2; proteina delta-like 4
Specie	Umana
GeneID (Umano)	54567
GeneID	54567
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-524 di DLL4 umano (NP_061947.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9NR61
Peso proteico	75kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio