

Anticorpo Monoclonale Anti-DLL4 Umano () Per Citometria A Flusso - Q9Nr61

Numero articolo: CM0004065



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato diretto contro DLL4 (Delta-like protein 4) umano. Validato per la rilevazione in citometria a flusso del ligando Notch coinvolto nell'angiogenesi e nella neurogenesi. Espresso nell'endotelio vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-Human DLL4
Note / Alias	AOS6; delta4; hdelta2; delta-like protein 4
Specie	Umana
GeneID (Umana)	54567
GeneID	54567
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-524 della DLL4 umana (NP_061947.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9NR61
Peso proteico	75kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio