

Anticorpo Monoclonale Anti-E-Caderina Umana/Cd324 Per Citometria A Flusso - P12830

Numero articolo: CM0011849



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che mira a E-caderina umana/CD324, validato per citometria a flusso. Adatto per la ricerca nell'adesione cellulare, biologia epiteliale e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Human E-Cadherin/CD324 mAb
Annotazioni/Alias	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324
Specie	Umana
GeneID (umano)	999
GeneID	999
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 155-707 della E-caderina umana/CD324 (NP_004351.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P12830
Peso proteico	90kDa/97kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio