

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Eg-Vegf/Pk1 Per Wb, If-P, Elisa - P58294

Numero articolo: CM0003389

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità mirato all'EG-VEGF/PK1 umano (PROK1). Validato per WB, IF-P, ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'angiogenesi e la biologia riproduttiva.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo mAb Coniglio EG-VEGF/PK1 Umano
Osservazioni/Alias	PK1; PRK1; EGVEGF; PROK1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	84432
Gene ID	84432
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-105 di PROK1 umano (P58294)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P58294
Peso Proteico	12kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio