

Anticorpo Monoclonale Anti-Umano Fap Per Fc - Q12884

Numero articolo: CM0011741



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio contro FAP umano, validato per citometria a flusso. FAP è una serina proteasi coinvolta nel rimodellamento della matrice extracellulare e nella progressione tumorale. Ideale per ricerche sul cancro e sulla fibrosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano FAP mAb
Osservazioni/Alias	FAP; DPPIV; FAPA; FAPalpha; SIMP; prolii endopeptidasi FAP
Specie	Umano
GeneID (umano)	2191
GeneID	2191
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q12884
Peso Proteico	27kDa/87kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio