

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fatp1 Umano () Per Citometria A Flusso - Q6Pcb7

Numero articolo: CM0004338

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con diretto contro la proteina di trasporto degli acidi grassi a catena lunga 1 (FATP1/SLC27A1) umana, adatto per la citometria a flusso intracellulare (FC). Consente la ricerca sull'importazione degli acidi grassi, sul metabolismo lipidico e sui percorsi correlati.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb anti-FATP1 umano di coniglio
Note/Alias	FATP; FATP1; ACSVL5; FATP-1
Specie	Umana
GeneID (umano)	376497
GeneID	376497
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 510-646 della FATP1 umana (NP_940982.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q6PCB7
Peso proteico	52kDa/71kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio