


Anticorpo Monoclonale Anti-Umano FcεR1A () Per Fc - P12319

Numero articolo: CM0005632



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano FcεR1α, coniugato con , validato per la rilevazione in citometria a flusso del recettore ad alta affinità per le IgE (FcεR1α) su eosinofili, mastociti e basofili nella ricerca su allergie e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano FcεR1α
Note/Alias	FCE1A, FcERI, FCERIA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2205
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-205 della FcεR1α umana (NP_001992.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P12319
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio