


Anticorpo Monoclonale Anti-FcεR1A Umano Per Fc - P12319

Numero articolo: CM0004254



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato su coniglio per il recettore alfa ad alta affinità delle IgE (FcεR1α, FCER1A) con per la rilevazione tramite citometria a flusso (FC) in campioni umani. Immunogeno ricombinante dagli amminoacidi 26-205.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome prodotto	Rabbit anti-Human FcεR1α mAb
Annotazioni/Alias	FCE1A; FcERI; FCERIA
Specie	Umana
GeneID (Umana)	2205
GeneID	2205
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P12319
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio