

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fscn2 (Fascin-2) Umano Per Wb Ed Elisa - O14926

Numero articolo: CM0022040

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro FSCN2 (Fascin-2) umano, adatto per WB ed ELISA. Reattivo anche con topo e ratto. Ideale per studi sul raggruppamento dell'actina, sulla morfogenesi dei dischi dei fotorecettori e sulla degenerazione retinica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FSCN2 pAb di coniglio
Note/alias	RFSN; RP30; FSCN2
Specie	Umano
GeneID (umano)	25794
GeneID	25794
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-310 di FSCN2 umano (NP_036550.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	O14926
Peso della proteina	55 kDa
Spedizione	Borsa con ghiaccio