


Anticorpo Monoclonale Anti-Galectina-3 Umana Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P17931

Numero articolo: CM0009263



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro la Galectina-3 umana per citometria a flusso intracellulare. La Galectina-3 è una lectina specifica per il galattosio coinvolta nell'infiammazione, nello splicing e nell'autofagia, rendendola un bersaglio diagnostico chiave.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-Human Galectin 3 mAb
Osservazioni/Alias	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2
Specie	Umano
GeneID (umano)	3958
GeneID	3958
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-250 della Galectina 3 umana (NP_002297.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P17931
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio