

Anticorpo Monoclonale Anti-Glypican 3 (Gpc3) Umano Per Citometria A Flusso - P51654

Numero articolo: CM0009533



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro la Glypican 3 (GPC3) umana, validato per la citometria a flusso. Adatto per il rilevamento sulla superficie cellulare nello sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Glypican 3 (GPC3) umano coniugato con
Note/Alias	SGB; DGSX; MXR7; SDYS; SGB5; OCI-5; SGBS1; GTR2-2
Specie	Umano
GeneID (umano)	2719
GeneID	2719
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 481-580 della Glypican 3 (GPC3) umana (NP_004475.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P51654
Peso della proteina	59 kDa/65 kDa/68 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante