

Anticorpo Monoclonale Abflo 647 Anti-Gp6/Gpvi Umano Per Citometria A Flusso - Q9Hcn6

Numero articolo: CM0011782



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ABflo 647 diretto contro la glicoproteina piastrinica VI umana (GP6/GPVI) per citometria a flusso. Coinvolto nell'attivazione piastrinica indotta dal collagene e nella formazione di trombi. Validato per campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-GP6/GPVI umano
Note/Alias	GPIV; GPVI; BDPLT11
Specie	Umana
GeneID (Umano)	51206
GeneID	51206
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-267 della GP6/GPVI umana (NP_057447.5)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	Q9HCN6
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio