

Anticorpo Monoclonale Anti-Umano Gp6/Gpvi Per Citometria A Flusso - Q9Hcn6

Numero articolo: CM0008945



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio contro GP6/GPVI umano, un recettore chiave del collagene piastrinico. Validato per la citometria a flusso, reagisce specificamente con GPVI umano. Adatto per studi sulla trombosi, l'emostasi e l'attivazione piastrinica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano GP6/GPVI mAb
Osservazioni/Alias	GPVI; GPVI; BDPLT11
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	51206
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q9HCN6
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio