


Anticorpo Monoclonale Anti-Gprc5D Umano Per Citometria A Flusso - Q9Nzd1

Numero articolo: CM0007724



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con diretto contro GPRC5D umano, validato per la citometria a flusso. Rileva un GPCR coinvolto nello sviluppo di capelli e unghie. Ideale per l'immunorilevazione in campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-GPRC5D umano
Note/Alias	GPRC5D
Specie	Umano
ID del gene (umano)	55507
ID del gene	55507
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di GPRC5D umano (NP_061124.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9NZD1
Peso della proteina	34kDa/36kDa/38kDa
Spedizione	Borsa refrigerante