


## Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Hbg1/2 Umano Per Wb, If-P E Elisa - P69891 / P69892

Numero articolo: CM0002509



### introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit che lega HBG1/2 umano (catene globiniche gamma-1 e gamma-2). Adatto per WB, IF-P e ELISA. Ideale per studi sull'emoglobina fetale, ricerca sulle emoglobinopatie e sviluppo di test IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | HBG1/2 Rabbit mAb                                                                                                                  |
| Note/Alias          | HBG-T2; HBGA; HBGR; HSGGL1; PRO2979; HBG1                                                                                          |
| Specie              | Umana                                                                                                                              |
| GeneID (Umano)      | 3047/3048                                                                                                                          |
| GeneID              | 3047/3048                                                                                                                          |
| Immunogeno          | Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 68 e 147 di HBG1 umano (P69891). |
| Origine             | Rabbit                                                                                                                             |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                              |
| Applicazione        | WB, IF-P, ELISA                                                                                                                    |
| Reattività crociata | Umana                                                                                                                              |
| SWISS               | P69891/P69892                                                                                                                      |
| Peso proteico       | 16kDa                                                                                                                              |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                                  |