

Anticorpo Policlonale Anti-Iars Umana (Isoleucil-Trna Sintetasi) Per Wb, Elisa - P41252

Numero articolo: CM0015692

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'isoleucil-tRNA sintetasi citoplasmatica umana (IARS/IRS). Validato per Western blot e ELISA; rileva una proteina di 144 kDa. Adatto per studi di biosintesi proteica e traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	IARS Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	IRS; IARS; ILRS; ILERS; GRIDHH; PRO0785
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	3376
ID Gene	3376
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1158-1262 della IARS umana (NP_002152.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo
SWISS	P41252
Peso Proteico	144kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio