


Anticorpo Monoclonale Anti-Icam-1/Cd54 Umana Per Citometria A Flusso - P05362

Numero articolo: CM0005296



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio anti-ICAM-1/CD54 umano ottimizzato per la citometria a flusso (FC). Rileva l'ICAM-1 umano (57 kDa, SWISS P05362). Ideale per studi sull'adesione leucocitaria, l'ingresso virale e il traffico delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb Rabbit anti-ICAM-1/CD54 Umana
Note/Alias	ICAM1; BB2; CD54; P3.58; molecola di adesione intercellulare 1
Specie	Umana
GeneID	3383 (Umana)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-480 di ICAM-1/CD54 umano (NP_000192.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umana
SWISS	P05362
Peso Proteico	57 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio