

Anticorpo Monoclonale Anti-Umano Ifn-Alfa/Beta R2 Per Citometria A Flusso - P48551

Numero articolo: CM0004502



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si targeting dell'IFN-alfa/beta R2 umano, validato per la citometria a flusso. Consente il rilevamento dell'espressione del recettore dell'interferone di tipo I nelle cellule del sangue e nelle linee cellulari per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano IFN-alfa/beta R2 mAb
Osservazioni/Alias	IFN-R; IMD45; IFNABR; IFNARB; IFN-R-2; IFN-alfa-REC; IFNAR2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3455
GeneID	3455
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-237 dell'IFN-alfa/beta R2 umano (NP_008896.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P48551
Peso Proteico	58kDa/37kDa/27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio