

Anticorpo Monoclonale Anti-Interferone Gamma Umano Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P01579

Numero articolo: CM0010653



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che riconosce l'interferone gamma umano (IFNG). Validato per citometria a flusso intracellulare (FC intra). Adatto per il monitoraggio della risposta immunitaria, studi sull'immunità anti-tumorale e sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-IFN-gamma umano
Note/Alias	IFG; IFI; IMD69
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3458
Gene ID	3458
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-166 dell'IFN-gamma umano (NP_000610.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P01579
Peso Proteico	19kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante