

Anticorpo Monoclonale Anti-Ifn-Gamma Umano Per Citometria A Flusso Intracellulare - P01579

Numero articolo: CM0012118



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con diretto contro l'IFN-gamma umano, validato per la citometria a flusso (FC) intracellulare. Ideale per lo studio dell'interferone di tipo II nelle risposte immunitarie innate e adattive.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-IFN-gamma umano
Note/Alias	IFG; IFI; IMD69
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3458
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-166 dell'IFN-gamma umano (NP_000610.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Umano
SWISS	P01579
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio