


Anticorpo Monoclonale Anti-Catena Kappa Ig Umana Per Wb, Elisa - P01834

Numero articolo: CM0003413



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro la catena Kappa Ig Umana, validato per Western blotting (WB) e ELISA. Riconosce la regione costante della catena leggera kappa delle immunoglobuline umane, essenziale per studi sulla struttura degli anticorpi e sull'immunità umorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-Catena Kappa Ig Umana
Note/Alias	Km; HCAK1; IGKCD; Catena Kappa Ig Umana
Specie	Umana
GeneID (Umana)	3514
GeneID	3514
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-107 della Catena Kappa Ig umana (P01834)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P01834
Peso proteico	12 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio