


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-IgA Umana Per Wb E Elisa - P01876 / P01877

Numero articolo: CM0003240



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la regione costante dell'IgA umana (P01876) validato per Western blot e ELISA. Specifico per IgA1 umana, nessuna reattività crociata con altre classi di Ig. Ideale per la ricerca sull'immunità umorale e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-IgA umana
Osservazioni/Alias	IgA1; IgA umana
Specie	Umano
GeneID	3493/3494
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-353 dell'IgA umana (P01876).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P01876/P01877
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio