


Anticorpo Monoclonale Anti-IgA1 Umana () Per Citometria A Flusso - P01876

Numero articolo: CM0011010



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con ha come bersaglio la regione costante dell'IgA1 umana ed è validato per la citometria a flusso. Ideale per il rilevamento di cellule B che esprimono IgA1 e anticorpi secreti nella ricerca sull'immunità delle mucose.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	mAb anti-IgA1 umana di coniglio
Note/Alias	IgA1
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	3493
ID Gene	3493
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 99-353 dell'IgA1 umana
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P01876
Peso proteico	38kDa/42KDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio