

Anticorpo Monoclonale Anti-IgD Umano Per Wb, Fc, Elisa - P01880

Numero articolo: CM0007324



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la catena pesante costante delta dell'immunoglobulina umana (IgD). Validato per Western blot, citometria a flusso ed ELISA. Adatto per la ricerca sulla biologia delle cellule B, l'immunità adattativa e l'induzione di citochine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-IgD umano
Osservazioni/Alias	IgD; IgD umano
Specie	Umano
ID gene (Umano)	3495
ID gene	3495
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 99-384 di IgD umano
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, FC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P01880
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio