


Anticorpo Monoclonale Anti-Igg Umana (Fc) Per Ihc-P, Elisa - P01857 / P01859 / P01860 / P01861

Numero articolo: CM0002342



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo diretto contro la regione Fc delle IgG umane, validato per IHC-P e ELISA. Rileva la regione costante della catena pesante delle IgG umane (UniProt P01857, P01859, P01860, P01861); peso molecolare 52 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IgG umana (Fc) mAb di topo
Annotazioni/Altri nomi	COB1; YAP; YAP2; YAP65; YKI; YAP1; IgG umana (Fc)
Specie	Umana
ID genico	3500
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetizzato derivato dalla IgG umana (Fc) umana.
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P01857,P01859,P01860,P01861
Peso proteico	52 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio