


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Igg Umana Per Wb, Elisa - P01857 / P01859 / P01860 / P01861

Numero articolo: CM0003238



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si lega alla catena pesante costante gamma delle immunoglobuline umane (tutte le sottoclassi). Validato per WB ed ELISA, ideale per studi sull'immunità umorale e per la quantificazione diagnostica delle IgG.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Human IgG Rabbit mAb
Specie	Umana
GeneID	3500
Immunogeno	Peptide Sintetico IgG Umana
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P01857,P01859,P01860,P01861
Peso Proteico	52 kDa
Spedizione	Borsa ghiacciata