


Anticorpo Monoclonale Anti-Igg1 Umana (Fc) Per Wb, If-P, Elisa - P01857 / P01859 / P01860 / P01861

Numero articolo: CM0003723



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la regione Fc dell'IgG1 umana. Immunogeno ricombinante, raccomandato per WB, IF-P ed ELISA. Reattivo crociato con l'umano. Facilita lo studio delle funzioni della regione costante delle immunoglobuline nell'immunità adattativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-IgG1 Umana (Fc)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3500
GeneID	3500
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-330 dell'IgG1 umana (Fc) (P01857)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P01857, P01859, P01860, P01861
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Sacca refrigerante