


Anticorpo Policlonale Anti-Igg3 Umana Per Wb E Elisa - P01860

Numero articolo: CM0020371



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la regione costante della catena pesante dell'IgG3 umana (aa 80-180), convalidato per Western blot e ELISA. Ideale per studi sull'immunità umorale, i meccanismi effettori degli anticorpi e la biologia dei linfociti B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IgG3 umana Rabbit pAb
Note/Alias	IgG3; IgG3 umana
Specie	Umana
ID gene (Umano)	3502
ID gene	3502
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-180 dell'IgG3 umana. (P01860)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P01860
Peso proteico	41 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio