


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Igg4 Umana/Immunoglobulina Pesante Gamma 4 Costante Per Wb E Elisa - P01861

Numero articolo: CM0018876



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto alla regione costante dell'IgG4 umana (IGHG4). Validato per Western blot e ELISA. Riconosce la regione C della catena Ig gamma-4 per ricerche sull'immunità umorale e la tolleranza immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IgG4 umana/Immunoglobulina pesante gamma 4 costante pAb di coniglio
Note/Alias	IGHG4; regione C della catena Ig gamma-4; IgG4 umana/Immunoglobulina pesante gamma 4 costante
Specie	Umana
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 dell'IgG4 umana/Immunoglobulina pesante gamma 4 costante (P01861)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P01861
Peso proteico	44 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio