


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Igm Umana (Fc) Per Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P01871

Numero articolo: CM0006386



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che mira alla regione costante della catena pesante dell'IgM umana (P01871). Adatto per applicazioni ELISA, WB, IF/ICC e FC. Ideale per studi sull'immunità umorale, sulla segnalazione BCR e sulle funzioni effettrici dell'IgM.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-IgM umana (FC)
Osservazioni/Alias	MU; VH; AGM1; IgM umana
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3507
GeneID	3507
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 218-453 dell'IgM umana (P01871).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P01871
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio