


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Igm Umano Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01871

Numero articolo: CM0004250



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per IgM umana, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce la regione costante della catena pesante dell'IgM umana (~49kDa). Ideale per la ricerca sulle cellule B e sull'immunità umorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Human IgM Rabbit mAb
Note/Alias	MU; VH; AGM1; Human IgM
Specie	Umano
GenelD (umano)	3507
GenelD	3507
Immunogeno	` Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P01871
Peso Proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio