


Anticorpo Monoclonale Anti-IL-17A Umano Per Citometria A Flusso Intracellulare - Q16552

Numero articolo: CM0005149



introduzione

Anticorpo monoclonale anti-IL-17A umano coniugato , validato per citometria a flusso intracellulare. Rileva la citochina pro-infiammatoria IL-17A (SWISS: Q16552), espressa nelle cellule Th17. Adatto per studiare la difesa dell'ospite, l'infiammazione e i meccanismi autoimmuni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale Coniugato Coniglio anti-IL-17A Umano
Note/Alias	IL17; CTLA8; IL-17; ILA17; CTLA-8; IL-17A
Specie	Umano
GeneID (umano)	3605
GeneID	3605
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-155 dell'IL-17A umana (NP_002181.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	Citometria a Flusso Intracellulare (FC)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q16552
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio