


Anticorpo Monoclonale Anti-Umano IL-17Rb () Per Citometria A Flusso - Q9Nrm6

Numero articolo: CM0012655



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro l'IL-17RB umano (Q9NRM6) per citometria a flusso. Ideale per profilare l'espressione del recettore IL-17B/E nei tessuti endocrini e nella ricerca ematopoietica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio anti-Umano IL-17RB
Osservazioni/Alias	IL17RB; CRL4; EVI27; IL17BR; IL17RH1; recettore dell'interleuchina-17 B
Specie	Umano
ID Gene	55540
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 18-289 dell'IL-17RB umano (NP_061195.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9NRM6
Peso Proteico	31kDa/55kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio