

Anticorpo Monoclonale Anti-Umano IL-1B () Per Citometria A Flusso Intracellulare - P01584

Numero articolo: CM0011201



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano IL-1 β coniugato con per citometria a flusso intracellulare. Rileva l'IL-1 β umana, una citochina pro-infiammatoria chiave. Ideale per la ricerca sull'infiammazione e la risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale di Coniglio Anti-Umano IL-1 β
Note/Alias	IL1B; IL-1; IL1-BETA; IL1F2; interleuchina-1 beta
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3553
GeneID	3553
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 117-269 dell'IL-1 β umana (NP_000567.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P01584
Peso Molecolare Proteico	30kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio