


Anticorpo Monoclonale Anti-IL-4 Umano () Per Citometria A Flusso Intracellulare - P05112

Numero articolo: CM0009701



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-IL-4 umano coniugato ad alta specificità, validato per la citometria a flusso intracellulare. Ideale per il profilo immunitario Th2 e il rilevamento delle citochine nella ricerca su allergie, asma e immuno-oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-IL-4 umano
Note/Alias	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1
Specie	Umano
GeneID (umano)	3565
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-153 dell'IL-4 umano (NP_000580.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Umano
SWISS	P05112
Peso della proteina	17 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante