


Anticorpo Monoclonale Anti-Interleuchina-5 Umana Per Citometria A Flusso - P05113

Numero articolo: CM0009189



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato diretto contro l'IL-5 umana (Interleuchina-5). Adatto per citometria a flusso intracellulare (FC). Uso nella ricerca per differenziazione degli eosinofili, attivazione dei linfociti B e malattie infiammatorie. SWISS: P05113.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-IL-5 umana
Note/Alias	EDF; IL-5; TRF; interleuchina-5
Specie	Umana
GeneID (Umano)	3567
GeneID	3567
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-134 dell'IL-5 umana (NP_000870.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P05113
Peso Molecolare Proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio