


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-IL-5 Umana Per Wb, If/Icc, Elisa - P05113

Numero articolo: CM0019541



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'IL-5 umana, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo, ratto ed è previsto un ampio spettro di reattività. Adatto per ricerca sulle citochine, studi sugli eosinofili e saggi di differenziazione delle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di coniglio anti-IL-5 umana
Note/Alias	EDF, TRF, IL-5, IL-5 Umana
Specie	Umana
GeneID (Umano)	3567
GeneID	3567
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-134 dell'IL-5 umana (NP_000870.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto, Altro (Ampio Spettro Previsto)
SWISS	P05113
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio