


Anticorpo Monoclonale Anti-IL-6R/Cd126 Umano () Per Citometria A Flusso Intracellulare - P08887

Numero articolo: CM0010560



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro IL-6R/CD126 umano (gp80, IL6RA). Per citometria a flusso intracellulare. Validato in campioni umani. Ideale per lo studio della segnalazione di IL-6 nell'infiammazione e nell'immunità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-IL-6R/CD126 umano
Note/alias	IL6Q; gp80; CD126; HIES5; IL-6R; IL6RA; IL6RQ; IL-1Ra; IL-6RA; IL6QTL; IL-6R-1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	3570
GeneID	3570
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-358 di IL-6R/CD126 umano (NP_000556.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P08887
Peso della proteina	52 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante