


Anticorpo Monoclonale Anti-ILt5/Cd85A Umano Per Citometria A Flusso - O75022

Numero articolo: CM0009336



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato Anti-ILT5/CD85a umano con convalida per citometria a flusso (FC). Riconosce ILT5/CD85a umano, un recettore immunitario inibitorio espresso su monociti e cellule B. Ideale per immunofenotipizzazione e studi funzionali nella ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-ILT5/CD85a umano
Annotazioni/Alias	LILRB3; CD85A; HL9; ILT-5; ILT5; LILRA6; LIR-3; LIR3; PIR-B; PIRB; recettore dei leucociti simile all'immunoglobulina B3
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	11025
GeneID	11025
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-418 di ILT5/CD85a umano (NP_006855.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	O75022
Peso proteico	69kDa/71kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio