


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Integrina B5/Itgb5 Umana () Per Citometria A Flusso - P18084

Numero articolo: CM0008235



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con è specifico per l'Integrina $\beta 5$ /ITGB5 umana, validato per la citometria a flusso. Ideale per studiare l'adesione alla fibronectina, la segnalazione delle integrine e la funzione del recettore dell'adenovirus.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale Rabbit anti-Integrina $\beta 5$ /ITGB5 Umana
Note/Alias	ITGB5; integrina beta-5
Specie	Umana
GeneID (Umano)	3693
GeneID	3693
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 24-490 dell'Integrina $\beta 5$ /ITGB5 umana (NP_002204.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P18084
Peso Proteico	88kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio