


Anticorpo Monoclonale Anti-Catena Kappa Umana Per Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P01834

Numero articolo: CM0006768



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la regione costante della catena kappa umana, validato per WB, IHC-P, IF-P e ELISA. Ideale per la ricerca sulle immunoglobuline, gli studi sulle cellule B e lo sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio contro Catena Kappa Umana
Annotazioni/Alias	Km; HCAK1; IGKCD; Human Kappa Light Chain
Specie	Umana
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-107 della Catena Kappa Umana (P01834)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umana
SWISS	P01834
Peso Proteico	12kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio