


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Catena Leggera Kappa Umana Per Wb, If-P, Fc, Elisa - P01834

Numero articolo: CM0006718



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la regione costante della catena leggera dell'immunoglobulina kappa umana. Validato per WB, IF-P, FC ed ELISA. Adatto per la ricerca sull'immunità umorale e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio anti-Catena Leggera Kappa Umana
Note/Alias	Km; HCAK1; IGKCD; Catena Leggera Kappa Umana
Specie	Umana
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-107 della Catena Leggera Kappa umana (P01834)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, FC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P01834
Peso Proteico	12kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio